


Imaginez ce que l'automatisation
pourrait apporter à vos tests de qualité du lait

aurox
NEXT-GENERATION MILK TESTING

Optez pour l'automatisation
et élevez les tests antibiotiques
à un niveau d'excellence inégalé



Explorez le futur de la qualité du lait avec aurox® d'Unisensor, la première solution automatisée qui associe l'analyse immunologique en flux latéral à la gestion automatisée des liquides, permettant d'effectuer la recherche d'antibiotiques dans le lait sans la nécessité de pipetage manuel. Optimisez vos processus d'analyse laitière grâce à des mesures précises en temps réel, que ce soit durant le transport ou en laboratoire.

Ce premier dispositif de test aurox® est conçu pour identifier la présence des bêta-lactames (y compris la céfalexine) et des tétracyclines dans le lait, conformément aux limites résiduelles minimales imposées par l'UE. Logé dans un format de disque compact, ce test établit une nouvelle norme dans l'industrie en offrant une robustesse, une répétabilité et un spectre de détection complet inégalés pour les molécules antimicrobiennes, répondant aux exigences régionales et nationales.

aurox® s'intègre de manière fluide à vos procédures de contrôle laitier, renforçant la qualité et la sécurité tout en diminuant les coûts opérationnels et en assurant la conformité du produit fini.




Automatisation de la manipulation d'échantillons

- Oubliez le pipetage manuel
- Plus de micropuits et de mélange manuel
- Ne vous préoccupez plus des volumes de dosage



Haute performance des tests

- Haut débit
- Précis
- Reproductible



Analyse des résultats

- Interprétation des résultats numérique
- Interface conviviale
- Analyse des données exempte d'erreurs



Système complet de gestion des données

- Compatible avec le système de gestion des données Unisensor ou tout autre LIMS
- Fonctionnement sans interruption
- Connexion 4G, Wi-Fi, Ethernet avec surveillance à distance

Adoptez la nouvelle génération
de technologie d'analyse du lait...

Contactez-nous pour en savoir plus!



[unisensor.be](https://www.unisensor.be) info@unisensor.be

Rue Louis Pléscia, 8 - 4102 Ougrée - Belgium

